

Mesas Quirúrgicas Hidráulicas y fija

MQ150504

Mesa Quirúrgica Hidráulica
Superficie Plana de 120 x 60 cm
Hydraulic operationg Flat table

MQ150504 L

Mesa Quirúrgica Hidráulica
Superficie Plana de 150 x 60 cm
Hydraulic operationg Flat table



4 ruedas en la base

4 wheels

Altura regulable desde 85 hasta 100 cms
Adjustable height from 85 to 100 cms.



MQ150501 A

Mesa Quirúrgica Hidráulica
Superficie libro de 120 x 60 cm
Hydraulic operationg table V-top

MQ150501

Mesa Quirúrgica Hidráulica
Superficie libro de 150 x 60 cm
Hydraulic operationg table V-top



Sistema de elevación y descenso hidráulico mediante pedal
Foot-operated lift mechanism in the hydraulic base



MQ150503

Mesa Quirúrgica Fija
de 120 x 60 x 80 cms.
Fixed surgical table



Accesorios

MQ990204

Sistema inclinación inox.
Stainless steel Inclination system