

JAULAS DE HOSPITALIZACIÓN EN ACERO INOXIDABLE

CIERRE DE MÁXIMA SEGURIDAD



MODELO JH100G

CONJUNTO FORMADO POR:

- ✓ 2 JAULAS 105X70X70cm
- ✓ 2 SEPARADORES + RUEDAS



MODELO JH200

CONJUNTO FORMADO POR:

- ✓ 1 JAULAS 178X70X70cm
- ✓ + 3 JAULAS 56X56X70cm
- ✓ 1 SEPARADOR + 6 RUEDAS CON FRENO



MODELO JH300

CONJUNTO FORMADO POR:

- ✓ 2 JAULAS 120X80X70cm
- ✓ 3 JAULAS 78,3X70X70cm
- ✓ 2 SEPARADORES + 1 SOPORTE FIJO



MODELO JH400

CONJUNTO FORMADO POR:

- ✓ 2 JAULAS 120X80X70cm
- ✓ SEPARADORES
- ✓ 4 RUEDAS CON FRENO

JAULAS DE HOSPITALIZACIÓN EN ACERO INOXIDABLE

CIERRE DE MÁXIMA SEGURIDAD



MODELO JH100

CONJUNTO FORMADO POR:

- ✓ 1 JAULA 110X75X70cm
- ✓ 1 JAULA DE 55X75X70cm
- ✓ 1 SEPARADOR
- ✓ 4 RUEDAS CON FRENO

CARACTERÍSTICAS:

- ESQUINAS REDONDEADAS
- JAULA EN CHAPA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 SATINADO DE 0.8mm y 1 mm
- PUERTAS EN VARILLA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 DE 6mm y 8mm ELECTROPULIDO
- SEPARADOR DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 SATINADO DE 1,5mm
- RUEDAS DE CAUCHO CON FRENOS, CARCASA GALVANIZADA
- PIEZAS DE UNIÓN EN CHAPA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 SATINADO DE 0.8mm
- TORNILLERÍA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304

OPCIONES:

- DESAGÜE CON TUBO DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 DE 30X1,5mm
- BANDEJAS DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 TALADRADOS 21/16 ELECTROPULIDO
- BARRA SOPORTE GOTERO
- PUERTA DE OXIGENACIÓN

PUERTA OXIGENACIÓN




SOPORTE FRONTAL DESMONTABLE



DESAGUE OPCIONAL



OPCION BANDEJAS



VISITE NUESTRA WEB: www.promhonet.com

Distribuidor