

Transformar sus ideas en soluciones para revolucionar la atención médica. Innovaciones



Echelon Flex™



Enseal®



Enseal Trio



Harmonic™



ENDOPATH® PROBLE PLUS® II Handles




Echelon Flex™



Trocar ENDOPATH® EXCEL™

EES ENSEAL®

ENSEAL® TRIO



CÓDIGO	PUNTA	DIÁMETRO VASTAGO	LONGITUD VÁSTAGO	CANTIDAD
ETRIO314H	3mm Redonda	5mm	14cm	6
ETRIO325H	3mm Redonda	5mm	25cm	6
ETRIO335H	3mm Redonda	5mm	35cm	6
ETRIO345H	3mm Redonda	5mm	45cm	6

ENSEAL® Punta Redonda



CÓDIGO	PUNTA	DIÁMETRO VASTAGO	LONGITUD VÁSTAGO	CANTIDAD
NSEAL514H	3mm Redonda	5mm	14cm	6
NSEAL525H	3mm Redonda	5mm	25cm	6
NSEAL535H	3mm Redonda	5mm	35cm	6
NSEAL545H	3mm Redonda	5mm	45cm	6

ENSEAL® TRIO



CÓDIGO	PUNTA	DIÁMETRO VASTAGO	LONGITUD VÁSTAGO	CANTIDAD
NSEALLX22L	Curva	-	22cm	6

EES HARMONIC®

TIJERAS

HARMONIC ACE®



CÓDIGO	PUNTA	DIÁMETRO VASTAGO	LONGITUD VÁSTAGO	PIEZA DE MANO	CANTIDAD
ACE23E	Tijera curva	5mm	23cm	HPO54	6
ACE23E	Tijera curva	5mm	36cm	HPO54	6
ACE23E	Tijera curva	5mm	45cm	HPO54	6



CÓDIGO	PUNTA	DIÁMETRO VASTAGO	LONGITUD VÁSTAGO	PIEZA DE MANO	CANTIDAD
ACE14S	Tijera curva	5mm	14cm	HPO54	6

HARMONIC FOCUS®



CÓDIGO	PUNTA	LONGITUD VÁSTAGO	PIEZA DE MANO	CANTIDAD
FCS9	Tijera curva	9mm	HPBLUE	6
FCS17	Tijera curva	17mm	HPBLUE	6

EES HARMONIC®

TIJERAS

HARMONIC WAVE®



CÓDIGO	PUNTA	DIÁMETRO VASTAGO	LONGITUD VÁSTAGO	PIEZA DE MANO	CANTIDAD
WAVE18S	Tijera recta	8.5mm	18cm	HPO54	6


HARMONIC® Tijeras de Coagulación



CÓDIGO	PUNTA	DIÁMETRO VASTAGO	LONGITUD VÁSTAGO	PIEZA DE MANO	CANTIDAD
LCSC5L*	Tijera curva	5mm	45cm	HPO54	6
LCSC5	Tijera curva	5mm	36cm	HPO54	6

*Descontinuado en diciembre 31 de 2010

HARMONIC® Tijeras de Coagulación



CÓDIGO	PUNTA	DIÁMETRO VASTAGO	LONGITUD VÁSTAGO	PIEZA DE MANO	CANTIDAD
CS14C	Tijera curva	5mm	14cm	HPO54	6
CS23C	Tijera curva	5mm	23cm	HPO54	6

EES HARMONIC®

CUCHILLAS

HARMONIC SYNERGY®



CÓDIGO	PUNTA	DIÁMETRO VASTAGO	LONGITUD VÁSTAGO	PIEZA DE MANO	CANTIDAD
SNGCB	Curva	3mm	4-9cm	HPBLUE	6
SNGHK*	Hook	3mm	4-9cm	HPBLUE	6
NUEVO SNGHK2	Hook	3mm	4-9cm	HPBLUE	6

*Descontinuado en diciembre 31 de 2010

HARMONIC® Cuchillas Laparoscópicas



CÓDIGO	PUNTA	DIÁMETRO VASTAGO	LONGITUD VÁSTAGO	PIEZA DE MANO	CANTIDAD
HC325	Curva	5mm	32cm	HPO54	6
HDH05	Hook	5mm	32cm	HPO54	6

HARMONIC® Hook



CÓDIGO	PUNTA	DIÁMETRO VASTAGO	LONGITUD VÁSTAGO	PIEZA DE MANO	CANTIDAD
DH105	Hook	5mm	1cm	HPO54	6

EES HARMONIC®

CAPITAL

HARMONIC® Generador 300 - Generador EES



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
GEN04	Generador 300 (110v)	1

HARMONIC® Generador Carro



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
CRT01	Carro transporte	1

HARMONIC® Pedal y Cable



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
FSW01	Pedal y cable	1

EES HARMONIC®

CAPITAL

HARMONIC® Piezas de Mano



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
HP054	HARMONIC® Pieza de mano	1
HPBLUE	HARMONIC® Pieza de mano "BLUE"	1

ACCESORIOS

HARMONIC® Accesorios

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
HST01	Bandeja de esterilización	1
HST02	Punta de testeo para HP054	1
TLB01	-	2
TTBLUE	Punta de testeo para HPBLUE	1
HSA06	-	2
HSA08	-	3
HAOSSL	-	6

EES ACCESO®

SIN HOJAS O BISTURÍ

ENDOPATH® EXCEL™ 5mm Trocar sin Cuchilla



CÓDIGO	CAMISA	LONGITUD	CANTIDAD
B5ST	De estabilidad	75mm	6
B5LT	De estabilidad	100mm	6
B5XT	De estabilidad	150mm	6
B5SP	Lisa	75mm	6
B5LP	Lisa	100mm	6

ENDOPATH® EXCEL™ 5mm Trocar sin Cuchilla y Mango



CÓDIGO	CAMISA	LONGITUD	CANTIDAD
B5LPH	Lisa	100mm	6

ENDOPATH® EXCEL™ 8mm Trocar sin Cuchilla




CÓDIGO	CAMISA	LONGITUD	CANTIDAD
B8LT	De estabilidad	100mm	6

ETHICON

PART OF THE *Johnson & Johnson* FAMILY OF COMPANIES

Trocar ENDOPATH® EXCEL™

Acceso Seguro



EES ACCESO®

Ethicon Endo-Surgery Trocar ENDOPATH® EXCEL™

ESPECIALIDADES

- Cirugía General
- Cirugía Bariátrica
- Pediatría
- Ginecología
- Cirugía Colorectal
- Urología



Códigos del producto

TOCARES BLADELESS			
CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGUITUD	CAMISA ESTABILIZADORA
B5ST	5mm	75mm	Sí
B5SP	5mm	75mm	No
B5LT	5mm	100mm	Sí
B5SLP	5mm	100mm	No
B5XT	5mm	150mm	Sí
B8LT	8mm	100mm	Sí
B11LT	11mm	100mm	Sí
B11LP	11mm	100mm	No
B12SRT	12mm	75mm	Sí
B12LT	12mm	100mm	Sí
B12LP	12mm	100mm	No
B12XT	12mm	150mm	Sí
B15LT	15mm	100mm	Sí

TOCARES PUNTA DILATADORA			
CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGUITUD	CAMISA ESTABILIZADORA
D5ST	5mm	75mm	Sí
D5LT	5mm	100mm	Sí
D11LT	11mm	100mm	Sí
D12LT	12mm	100mm	Sí
D12XT	12mm	150mm	Sí
K5LT	5mm	100mm	Sí
K11LT	11mm	100mm	Sí
K12LT	12mm	100mm	Sí

TOCARES PUNTA DILATADORA			
CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGUITUD	CAMISA ESTABILIZADORA
CB5ST	5mm	75mm	Sí
CB5LT	5mm	100mm	Sí
CB11LT	11mm	100mm	Sí
CB12LT	12mm	100mm	Sí

Para detalles completos del producto vea instrucciones de uso.
RIF J-00053020-3

EES ACCESO®

ENDOPATH® EXCEL™ 11mm Trocar sin Cuchilla



CÓDIGO	CAMISA	LONGUITUD	CANTIDAD
B11LT	De estabilidad	100mm	6
B11LP	Lisa	100mm	6

ENDOPATH® EXCEL™ 11mm Trocar sin Cuchilla y Mango



CÓDIGO	CAMISA	LONGUITUD	CANTIDAD
B11LTH	De estabilidad	100mm	6
B11LPH	Lisa	100mm	6

ENDOPATH® EXCEL™ 12mm Trocar sin Cuchilla



CÓDIGO	CAMISA	LONGUITUD	CANTIDAD
B12SRT	De estabilidad	75mm	6
B12LT	De estabilidad	100mm	6
B12XT	De estabilidad	150mm	6
B12LP	Lisa	100mm	6

EES ACCESO®

ENDOPATH® EXCEL™ 12mm Trocar sin Cuchilla y Mango



CÓDIGO	CAMISA	LONGUITUD	CANTIDAD
B11LTH	De estabilidad	100mm	6
B11LPH	Lisa	100mm	6

ENDOPATH® EXCEL™ 15mm Trocar sin Cuchilla y Mango



CÓDIGO	CAMISA	LONGUITUD	CANTIDAD
B15LT	De estabilidad	100mm	6

EES ACCESO®

PUNTA DILATADORA

ENDOPATH® EXCEL™ 5mm Trocar Punta Dilatadora



CÓDIGO	CAMISA	LONGUITUD	CANTIDAD
D5ST	De estabilidad	75mm	6
D5LT	De estabilidad	100mm	6

ENDOPATH® EXCEL™ 11mm Trocar Punta Dilatadora



CÓDIGO	CAMISA	LONGUITUD	CANTIDAD
D11LT	De estabilidad	100mm	6

ENDOPATH® EXCEL™ 12mm Trocar Punta Dilatadora



CÓDIGO	CAMISA	LONGUITUD	CANTIDAD
D12LT	De estabilidad	100mm	6
D12XT	De estabilidad	150mm	6

EES ACCESO®

PUNTA ROMA

ENDOPATH® EXCEL™ 12mm Trocar Punta Roma



CÓDIGO	LONGITUD	CANTIDAD
H12LP	100mm	6

NEEDLES

ENDOPATH® Aguja Para Insuflación Pneumoperitoneo



CÓDIGO	LONGITUD	CANTIDAD
PN120	120mm	12
PN150	150mm	12

ENDOPATH® EXCEL™ 12mm Trocar Punta Dilatadora



CÓDIGO	LONGITUD	CANTIDAD
UV120	120mm	12

EES ACCESO®

MINI/MICRO TROCARS

ENDOPATH® 2mm/3mm Mini Trocar No-óptico



CÓDIGO	CAMISA	DIÁMETRO VASTAGO	LONGITUD	CANTIDAD
23NBS	Lisa	2mm/3mm	65mm	6
23NBL	Lisa	2mm/3mm	100mm	6

EES ACCESO®

TROCORES TORÁCICOS

ENDOPATH® 10mm Trocar Torácico Rígido



CÓDIGO	CAMISA	DIÁMETRO	LONGITUD VASTAGO	CANTIDAD
TTO12	Torácica	10m /12mm	10mm/12mm	6

FLEXIPATH® Trocar Torácico Flexible



CÓDIGO	OBTURADOR Y CAMISA	DIÁMETRO	CANTIDAD
FPO07	Flexible	7mm	6
FPO15	Flexible	15mm	6
FPO20	Flexible	20mm	6

FLEXIPATH® Kit Trocar Torácico Flexible



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
FPKO2	Contiene (1) 15mm obturador y (3) 15mm mangas flexibles	6

EES ACCESO®

LAPAROSCOPIO MANO-ASISTIDA (HALS)

ENDOPATH® DEXTERUS™ HALS Retractores



CÓDIGO	DIÁMETRO	PARED ABDOMINAL	CANTIDAD
FLRO1	Retractor de acceso-Pequeño	<4cm	6
FLRO2	Retractor de acceso-Mediano	4-7cm	6
FLRO3	Retractor de acceso-Largo	>7cm	6

ENDOPATH® DEXTERUS™ HALS Productos



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
HAPO2	Sello de ensable con accesorios	3

ECHELON FLEX™

Ethicon Endo-Surgery

ESPECIALIDADES

- Cirugía General
- Cirugía Bariátrica
- Cirugía Torácica
- Cirugía Colorectal
- Ginecología
- Urología



Códigos del producto

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD VÁSTAGO
SC45A	Endocortadora lineal articulable compacta ECHELON FLEX 45	280mm
SC60A	Endocortadora lineal articulable compacta ECHELON FLEX 60	280mm
EC45A	Endocortadora lineal articulable ECHELON FLEX 45	340mm
EC60A	Endocortadora lineal articulable ECHELON FLEX 60	340mm
EC45AL	Endocortadora lineal articulable larga ECHELON FLEX 45	440mm
LONG60A	Endocortadora lineal articulable larga ECHELON FLEX 60	440mm

CÓDIGO	COLOR	LÍNEAS DE GRAPAS	TIPO DE TEJIDO	LONGITUD ESPIGA DE GRAPA	ALTURA GRAPA CERRADA	NÚMERO DE GRAPAS
ECR45W	Blanco	6	Vascular	2.5mm	1.0mm	70
ECR45B	Azul	6	Regular	3.5mm	1.5mm	70
ECR45D	Dorado	6	Regular / Grueso	3.8mm	1.8mm	70
ECR45G	Verde	6	Grueso	4.1mm	2.0mm	70
ECR60W	Blanco	6	Vascular	2.5mm	1.0mm	88
ECR60B	Azul	6	Regular	3.5mm	1.5mm	88
ECR60D	Dorado	6	Regular / Grueso	3.8mm	1.8mm	88
ECR60G	Verde	6	Grueso	4.1mm	2.0mm	88

Para detalles completos del producto vea instrucciones de uso.
RIF J-00053020-3

EES GRAPADO

ENDOCORTADORAS

ECHELON FLEX™ 45mm Endocortadora

Recargas se venden por separado



CÓDIGO	ARTICULACIÓN	LONGITUD VASTAGO	CANTIDAD
SC45A	Sí	280mm	3
EC45A	Sí	340mm	3
EC45L	Sí	440mm	3

ECHELON™ 45mm Endocortadora

Recargas se venden por separado



CÓDIGO	ARTICULACIÓN	LONGITUD VASTAGO	CANTIDAD
SC45A	No	280mm	3
EC45A	No	340mm	3
EC45L	No	440mm	3

ECHELON™ 45mm Recargas

Para uso con todas las endocortadoras ECHELON™ 45mm (SC45A, EC45A, EC45AL, SC45, EC45, ECLG45)



CÓDIGO	COLOR	LÍNEAS	TIPO DE TEJIDO	ALTURA ESPIGA	ALTURA CERRADA	CANTIDAD
ECR45M	● Gris	6	Mesenterio	2.0mm	0.75mm	12
ECR45W	Blanco	6	Vascular	2.5mm	1.0mm	12
ECR45B	● Azul	6	Estándar	3.5mm	1.5mm	12
ECR45D	● Dorado	6	Estándar / Grueso	3.8mm	1.8mm	12
ECR45G	● Verde	6	Grueso	4.1mm	2.0mm	12

EES GRAPADO

ECHELON FLEX™ 60mm Endocortadora

Recargas se venden por separado



CÓDIGO	ARTICULACIÓN	LONGITUD VASTAGO	CANTIDAD
SC60A	Sí	280mm	3
EC60A	Sí	340mm	3
LONG60A	Sí	440mm	3

ECHELON™ 60mm Endocortadora

Recargas se venden por separado



CÓDIGO	ARTICULACIÓN	LONGITUD VASTAGO	CANTIDAD
SC60	No	280mm	3
EC60	No	340mm	3
LONG60	No	440mm	3

ECHELON™ 60mm Recargas

Para uso con todas las grapadoras endoscópicas Echelon™ 60mm (SC60A, EC60A, EC60, SC60, EC45, LONG60A, LONG60)



CÓDIGO	COLOR	LÍNEAS	TIPO DE TEJIDO	ALTURA ESPIGA	ALTURA CERRADA	CANTIDAD
ECR60M	● Gris	6	Mesenterio	2.0mm	0.75mm	12
ECR60B	● Azul	6	Estándar	3.5mm	1.5mm	12
ECR60D	● Dorado	6	Estándar / Grueso	3.8mm	1.8mm	12
ECR60G	● Verde	6	Grueso	4.1mm	2.0mm	12
ECR60W	● Blanco	6	Vascular	2.5mm	1.0mm	12

EES GRAPADO

ETS FLEX™ 45mm Endocortadora

Recargas se venden por separado



CÓDIGO	ARTICULACIÓN	LONGITUD VASTAGO	CANTIDAD
CTS45	Sí	240mm	3
ATS45	Sí	340mm	3
LONG45A	Sí	440mm	3

ETS FLEX™ 45mm Endograpadora Sin Cuchilla

Recargas se venden por separado



CÓDIGO	ARTICULACIÓN	LONGITUD VASTAGO	CANTIDAD
CTS45NK	Sí	240mm	3
ATS45NK	Sí	340mm	3

ETS FLEX™ 45mm Endograpadora

Recargas se venden por separado



CÓDIGO	ARTICULACIÓN	LONGITUD VASTAGO	CANTIDAD
ETS45	No	340mm	3

EES GRAPADO

ETS 45mm Recarga

Para uso con todas las grapadoras endoscópicas lineales ETS 45mm (CTS45, ATS45, LONG45A, CTS45NK, ETS45)



CÓDIGO	COLOR	LÍNEAS	TIPO DE TEJIDO	ALTURA ESPIGA	ALTURA CERRADA	CANTIDAD
6R45M	Gris	6	Mesenterio	2.0mm	0.85mm	12
TR45W	Blanco	6	Vascular	2.5mm	1.0mm	12
6R45B	Azul	6	Estándar	3.5mm	1.5mm	12
TR45G	Verde	4	Estándar / Grueso	4.1mm	2.0mm	12

EZ 45mm Endograpadora



CÓDIGO	COLOR	ARTICULACIÓN	LONGITUD VÁSTAGO	RECARGA INCLUIDA	CANTIDAD
EZ45B	Azul	No	300mm	ZR45B	3
ECR60B	Verde	No	300mm	ZR45G	3

EZ 45mm Recargas

Para uso con todas las grapadoras endoscópicas lineales EZ 45mm (EZ45B, EZ45G)



CÓDIGO	COLOR	LÍNEAS	TIPO DE TEJIDO	ALTURA ESPIGA	ALTURA CERRADA	CANTIDAD
ZR45B	Azul	4	Estándar	3.5mm	1.5mm	12
ZR45G	Verde	4	Grueso	4.5mm	2.0mm	12

EES GRAPADO

ETS FLEX 35mm Endograpadoras

Grapas articulares endoscópicas lineales ETS FLEX 35mm



CÓDIGO	ARTICULACIÓN	LONGITUD VASTAGO	RECARGA INCLUIDA	CANTIDAD
ATW35	Sí	340mm	TR35W	3
ATB35	Sí	340mm	TR35B	3

ETS FLEX 35mm Endo Cortadora Recto



CÓDIGO	ARTICULACIÓN	LONGITUD VASTAGO	RECARGA INCLUIDA	CANTIDAD
TR35W	No	340mm	TR35W	3
TR35B	No	340mm	TR35B	3

ETS 35mm Recarga Lineal Cortante

Para uso con todas las grapadoras endoscópicas lineales 35mm (ATW35, ATB35, TSB35)



CÓDIGO	COLOR	LÍNEAS	TIPO DE TEJIDO	ALTURA ESPIGA	ALTURA CERRADA	CANTIDAD
TR35W	● Blanco	4	Vascular	2.5mm	1.0mm	12
TR35B	● Azul	4	Estándar	3.5mm	1.5mm	12

EES GRAPADO

Grapadoras Líneales Cortantes 55mm

PROXIMATE® 55mm lineal con bloqueo de seguridad



CÓDIGO	COLOR	TIPO DE TEJIDO	ALTURA ESPIGA	ALTURA CERRADA	RECARGA INCLUIDA	CANTIDAD
TVC55	● Blanco	Vascular	2.5mm	1.0mm	TVR55	3
TLC55	● Azul	Estándar	3.85mm	1.5mm	TCR55	3
TCT55	● Verde	Grueso	4.5mm	2.0mm	TRT55	3

Recargas Líneales Cortantes 55mm

Para uso con grapadoras lineales 55mm
(TVC55, TLC55, TCT55)



CÓDIGO	COLOR	LÍNEAS	TIPO DE TEJIDO	ALTURA ESPIGA	ALTURA CERRADA	CANTIDAD
TVR55	● Blanco	4	Vascular	2.5mm	1.0mm	12
TCR55	● Azul	4	Estándar	3.85mm	1.5mm	3
TRT55	● Verde	4	Grueso	4.5mm	2.0mm	3

Recargas Líneales Cortantes 75mm

PROXIMATE® 75mm lineal con bloqueo de seguridad



CÓDIGO	COLOR	TIPO DE TEJIDO	ALTURA ESPIGA	ALTURA CERRADA	RECARGA INCLUIDA	CANTIDAD
TLC75	● Azul	Estándar	3.85mm	1.5mm	TCR75	3
TCD75	● Dorado	Estándar / Grueso	4.2mm	1.8mm	TRD75	3
TCT75	● Verde	Grueso	4.5mm	2.0mm	TRT75	3

EES GRAPADO

Recarga Grapadora Lineal 75mm

Para uso con todas las grapadoras lineales 75mm
(TVC75, TLC75, TCT75)



CÓDIGO	COLOR	FILAS	TIPO DE TEJIDO	ALTURA ESPIGA	ALTURA CERRADA	CANTIDAD
TCR75	Azul	4	Estándar	3.85mm	1.5mm	12
TRD75	Dorado	4	Estándar / Grueso	4.2mm	1.8mm	12
TRT75	Verde	4	Grueso	4.5mm	2.0mm	12

Grapadoras Líneales Cortantes 100mm

PROXIMATE® 100mm grapadoras lineal con bloqueo de seguridad



CÓDIGO	COLOR	TIPO DE TEJIDO	ALTURA ESPIGA	ALTURA CERRADA	RECARGA INCLUIDA	CANTIDAD
TLC10	Azul	Estándar	3.85mm	1.5mm	TCR10	3
TCD75	Verde	Grueso	4.5mm	2.0mm	TRT10	3

Recarga Grapadora Lineal 100mm

Para uso con todas las grapadoras endoscópicas lineales 100mm
(TLC10, TCT10)



CÓDIGO	COLOR	FILAS	TIPO DE TEJIDO	ALTURA ESPIGA	ALTURA CERRADA	CANTIDAD
TCR10	Azul	4	Estándar	3.85mm	1.5mm	12
TRT10	Verde	4	Grueso	4.5mm	2.0mm	12

Nueva Grapadora Lineal Cortante 55mm Selección de altura de grapa

Recargas se venden por separado



CÓDIGO	SELECCIÓN DE JUSTE	TIPO DE TEJIDO	CANTIDAD
NTLC55		Variedad	3

EES GRAPADO

Nueva Grapadora Lineal Cortante 55mm Ajustable



CÓDIGO	COLOR	FILAS	TIPO DE TEJIDO	ALTURA ESPIGA	ALTURA CERRADA	CANTIDAD
SR55	Azul	6	Estándar	4.3mm	1.5mm	12
SR55	Dorado	6	Estándar / Grueso	4.3mm	1.8mm	12
SR55	Verde	6	Grueso	4.3mm	2.0mm	12

Nueva Grapadora Lineal Cortante 75mm Selección de altura de grapa

Recargas se venden por separado



CÓDIGO	SELECCIÓN DE JUSTE	TIPO DE TEJIDO	CANTIDAD
NTLC75		Variedad	3

Nueva Grapadora Lineal Cortante 75mm Ajustable



CÓDIGO	COLOR	FILAS	TIPO DE TEJIDO	ALTURA ESPIGA	ALTURA CERRADA	CANTIDAD
SR75	Azul	6	Estándar	4.3mm	1.5mm	12
SR75	Dorado	6	Estándar / Grueso	4.3mm	1.8mm	12
SR75	Verde	6	Grueso	4.3mm	2.0mm	12

EES GRAPADO

GRAPADORA CIRCULAR

Grapadora Circular Curva Endoscópica

ENDOPATH® ILS Intraluminal Endoscópica Curva
Grapas con cabeza desmontable



CÓDIGO	LUMEN	LONGITUD VÁSTAGO	DIÁMETRO CABEZA	ALTURA ESPIGA	ALTURA CERRADA	CANTIDAD
ECS21	12.4mm	28cm	21mm	5.5mm	1.0-2.5mm Ajustable	3
ECS25	16.4mm	28cm	25mm	5.5mm	1.0-2.5mm Ajustable	3
ECS29	20.4mm	28cm	29mm	5.5mm	1.0-2.5mm Ajustable	3
ECS33	24.4mm	28cm	33mm	5.5mm	1.0-2.5mm Ajustable	3

Grapadora Circular Curva


PROXIMATE® ILS Intraluminal Curva
Grapas con cabeza desmontable



CÓDIGO	LUMEN	LONGITUD VÁSTAGO	DIÁMETRO CABEZA	ALTURA ESPIGA	ALTURA CERRADA	CANTIDAD
CDH21	12.4mm	18cm	21mm	5.5mm	1.0-2.5mm Ajustable	3
CDH25	16.4mm	18cm	25mm	5.5mm	1.0-2.5mm Ajustable	3
CDH29	20.4mm	18cm	29mm	5.5mm	1.0-2.5mm Ajustable	3
CDH33	24.4mm	18cm	33mm	5.5mm	1.0-2.5mm Ajustable	3

Grapadora Circular Recta

PROXIMATE® ILS Intraluminal Endoscópica Recta
Grapas con cabeza desmontable



CÓDIGO	LUMEN	LONGITUD VÁSTAGO	DIÁMETRO CABEZA	ALTURA ESPIGA	ALTURA CERRADA	CANTIDAD
SDH21	12.4mm	18cm	21mm	5.5mm	1.0-2.5mm Ajustable	3
SDH25	16.4mm	18cm	25mm	5.5mm	1.0-2.5mm Ajustable	3
SDH29	20.4mm	18cm	29mm	5.5mm	1.0-2.5mm Ajustable	3
SDH33	24.4mm	18cm	33mm	5.5mm	1.0-2.5mm Ajustable	3

EES GRAPADO

GRAPADORA CIRCULAR

Nueva Grapadora Circular Curva Endoscópica



CÓDIGO	LUMEN	LONGITUD VÁSTAGO	DIÁMETRO CABEZA	ALTURA ESPIGA	ALTURA CERRADA	CANTIDAD
ECS21A	12.4mm	28cm	21mm	5.5mm	1.0-2.5mm Ajustable	3
ECS25A	16.4mm	28cm	25mm	5.5mm	1.0-2.5mm Ajustable	3
ECS29A	20.4mm	28cm	29mm	5.5mm	1.0-2.5mm Ajustable	3
ECS33A	24.4mm	28cm	33mm	5.5mm	1.0-2.5mm Ajustable	3

Nueva Grapadora Circular Curva



CÓDIGO	LUMEN	LONGITUD VÁSTAGO	DIÁMETRO CABEZA	ALTURA ESPIGA	ALTURA CERRADA	CANTIDAD
CDH21A	12.4mm	18cm	21mm	5.5mm	1.0-2.5mm Ajustable	3
CDH25A	16.4mm	18cm	25mm	5.5mm	1.0-2.5mm Ajustable	3
CDH29A	20.4mm	18cm	29mm	5.5mm	1.0-2.5mm Ajustable	3
CDH33A	24.4mm	18cm	33mm	5.5mm	1.0-2.5mm Ajustable	3

ENDOPATH® ILS Set De Medidores



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
CSS	Incluye 4 tamaños	1

EES GRAPADO

PROCEDIMIENTO DE GRAPA

Set de PPH



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
PPH03	Incluye grapadora, suturador, dilatador anal y anoscopio	3

Pinza Reusable-Jareta



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
EH40	-	1

GRAPADORA LINEALES

TX 30mm Grapadora Líneal

PROXIMATE® TX 30mm grapadora lineal con recargable



CÓDIGO	COLOR	TIPO DE TEJIDO	ALTURA ESPIGA	ALTURA CERRADA	RECARGA INCLUÍDA	CANTIDAD
TX30V	● Blanco	Vascular	2.5mm	1.0mm	XR30V	3
XR30V	○ Blanco	Vascular	2.5mm	1.0mm	-	12

EES GRAPADO

TX 30mm Grapadora Líneal

PROXIMATE® TX 30mm grapadora lineal con recargable



CÓDIGO	COLOR	TIPO DE TEJIDO	ALTURA ESPIGA	ALTURA CERRADA	RECARGA INCLUIDA	CANTIDAD
TX30B	● Azul	Estándar	3.5mm	1.5mm	XR30B	3
TX30G	● Verde	Grueso	4.8mm	2.0mm	XR30G	3

XR30 Recargas Lineales

Para uso con (TX30B, TX30G)



CÓDIGO	COLOR	TIPO DE TEJIDO	ALTURA ESPIGA	ALTURA CERRADA	CANTIDAD
XR30B	● Azul	Estándar	3.5mm	1.5mm	12
TX30G	● Verde	Grueso	4.8mm	2.0mm	12

TX 60mm Grapadora Líneal

PROXIMATE® TX 60mm grapadora lineal con recargable



CÓDIGO	COLOR	TIPO DE TEJIDO	ALTURA ESPIGA	ALTURA CERRADA	RECARGA INCLUIDA	CANTIDAD
TX60B	● Azul	Estándar	3.5mm	1.5mm	XR60B	3
XR60B	● Verde	Grueso	4.8mm	2.0mm	XR60G	3

XR60 Recargas Lineales

Para uso con (TX30B, TX30G)

CÓDIGO	COLOR	TIPO DE TEJIDO	ALTURA ESPIGA	ALTURA CERRADA	CANTIDAD
XR60B	● Azul	Estándar	3.5mm	1.5mm	12
XR60G	● Verde	Grueso	4.8mm	2.0mm	12

EES GRAPADO

TL 30mm Grapadora Lineal Ajustable



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RECARGA INCLUIDA	ALTURA GRAPA	CANTIDAD
TL30	Recarga	TR30	1.0-2.5mm	3

TL 60mm Grapadora Lineal Ajustable



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RECARGA INCLUIDA	ALTURA GRAPA	CANTIDAD
TL60	Recarga	TR60	1.0-2.5mm	3

TL 90mm Grapadora Lineal Ajustable



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RECARGA INCLUIDA	ALTURA GRAPA	CANTIDAD
TL90	Recarga	TR90	1.0-2.5mm	3

EES GRAPADO

TLH 30mm Grapadora Lineal Ajustable

TLH grapadora lineal recargable, alambre grueso y grapa ajustable

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RECARGA INCLUIDA	ALTURA GRAPA	CANTIDAD
TLV30	30mm TLH Grapadora lineal recargable	TRV30	1.0mm	3
TRV30	Recarga	-	1.0mm	12

TLH 30mm Grapadora Lineal Ajustable

TLH grapadora lineal recargable, alambre grueso y grapa ajustable

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RECARGA INCLUIDA	ALTURA GRAPA	CANTIDAD
TLH30	30mm TLH Grapadora lineal recargable	TRH30	1.0-2.5mm	3
TRH30	Recarga	-	1.0-2.5mm	12

TLH 60mm Grapadora Lineal Ajustable

TLH grapadora lineal recargable, alambre grueso y grapa ajustable



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RECARGA INCLUIDA	ALTURA GRAPA	CANTIDAD
TLH60	60mm TLH Grapadora lineal recargable	TH60	1.5-2.5mm	3
TRH60	Recarga	-	1.5-2.5mm	12

TLH 90mm Grapadora Lineal Ajustable

TLH grapadora lineal recargable, alambre grueso y grapa ajustable



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RECARGA INCLUIDA	ALTURA GRAPA	CANTIDAD
TLH90	90mm TLH Grapadora lineal recargable	TRH60	1.5-2.5mm	3
TRH90	Recarga	-	1.5-2.5mm	12

EES GRAPADO

GRAPADORAS DE PIEL

Grapadora de Piel Cabeza Rotante

PROXIMATE® grapadora de piel con cabeza rotante y grapas de acero inoxidable



CÓDIGO	TAMAÑO	GRAPAS	CANTIDAD
PRR35	Regular	35	6
PRR35	Ancho	35	6

Grapadora de Piel Cabeza Fija

PROXIMATE® incluye MD grapadora de piel multi-direccional con cabeza fija



CÓDIGO	TAMAÑO	GRAPAS	CANTIDAD
PMR35	Regular	35	6
PMR35	Ancho	35	6

Grapadora de Piel Cabeza Fija

PROXIMATE® incluye MD grapadora de piel multi-direccional de prensa con cabeza fija y empuñadura de pistola



CÓDIGO	TAMAÑO	GRAPAS	CANTIDAD
PXW35	Regular	35	6
PXR35	Ancho	35	6

Extractor de Grapas





CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
PSX	Extractor	12

EES GRAPADO

GRAPADORAS CURVA CORTANTE

CONTOUR® 40mm Curva Cortante



CÓDIGO	COLOR	RECARGA INCLUIDA	ALTURA ESPIGA	ALTURA CERRADA	CANTIDAD
CS40B	 Azul	CR40B	3.5mm	1.44mm	3
CS40G	 Verde	CR40G	4.7mm	2.0mm	3

CONTOUR® 40mm Recarga Curva Cortante

Para uso con (CS40B, CS40G)



CÓDIGO	COLOR	ALTURA ESPIGA	ALTURA CERRADA	CANTIDAD
CR40B	 Azul	3.5mm	1.44mm	3
CR40G	 Verde	4.7mm	2.0mm	3

EES LIGADURA

APLICADOR MÚLTIPLE DE CLIPS ENDOSCÓPICO

LIGAMAX™ 5 Aplicador Multiple de Clips-Rotable



CÓDIGO	DIÁMETRO	TAMAÑO CLIP	NÚMERO DE CLIPS	CANTIDAD
EL5ML	5mm	Mediano / Largo	15	3

LIGACLIP® Aplicador Multiple de Clips-Rotable



CÓDIGO	DIÁMETRO	TAMAÑO CLIP	NÚMERO DE CLIPS	CANTIDAD
ER320	10mm	Mediano / Largo	25	3

LIGACLIP® Aplicador Multiple de Clips-Rotable



CÓDIGO	DIÁMETRO	TAMAÑO CLIP	NÚMERO DE CLIPS	CANTIDAD
ER420	12mm	Largo	25	3

EES LIGADURA

APLICADOR MÚLTIPLE DE CLIPS

LIGACLIP® Aplicador Multiple de Clips



CÓDIGO	DIÁMETRO	TAMAÑO CLIP	NÚMERO DE CLIPS	CANTIDAD
MCS20	23.8cm	Pequeño	20	6
MSM20	23.8cm	Mediano	20	6
MCM20	29.2cm	Mediano	20	6
MCM30	29.2cm	Mediano	20	6
MCL20	33.7cm	Largo	20	6

APLICADORES CLIP ENDOSCÓPICOS

LIGACLIP® Aplicador Clips-Reversible-Endoscópico

CÓDIGO	TAMAÑO CLIP	CANTIDAD
EL214	Mediano	1
EL314	Mediano / Largo	1
EL414	Largo	1

APLICADORES CLIP ABIERTOS

LIGACLIP® Aplicador Clips Reusable



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR MANIJA	LONGITUD	TAMAÑO CLIP	CANTIDAD
LX105	-	Azul	14.6cm	Pequeño	1
LX107	-	Azul	19.1cm	Pequeño	1
LX110	-	Azul	26.7cm	Pequeño	1
LX130	Ángulo recto	Azul	26.7cm	Pequeño	1

EES LIGADURA

LIGACLIP® Aplicador Clip Reusable



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR MANIJA	LONGITUD	TAMAÑO CLIP	CANTIDAD
LX205	-	Plata	14.6cm	Mediano	1
LX207	-	Plata	19.1cm	Mediano	1
LX210	-	Plata	26.7cm	Mediano	1
LX220	Ángulo de mandíbula	Plata	26.7cm	Mediano	1
LX220	Ángulo recto	Plata	26.7cm	Mediano	1

LIGACLIP® Aplicador Clip Reusable



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR MANIJA	LONGITUD	TAMAÑO CLIP	CANTIDAD
LC307	-	Verde	19.1cm	Mediano / Largo	1
LC310	-	Verde	26.7cm	Mediano / Largo	1
LC320	Ángulo de mandíbula	Verde	26.7cm	Mediano / Largo	1
LC330	Ángulo recto	Verde	26.7cm	Mediano / Largo	1

LIGACLIP® Aplicador Clip Reusable



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR MANIJA	LONGITUD	TAMAÑO CLIP	CANTIDAD
LC407	-	Amarillo	19.1cm	Largo	1
LC410	-	Amarillo	26.7cm	Largo	1
LC420	Ángulo de mandíbula	Amarillo	26.7cm	Largo	1
LC430	Ángulo recto	Amarillo	26.7cm	Largo	1

EES LIGADURA

CLIPS

LIGACLIP® EXTRA Clip Ligadura en Titanio

Para uso con aplicaciones clip endoscópico abiertos / convencionales reutilizables



CÓDIGO	COLOR	TAMAÑO CLIP	NÚMERO DE CLIPS	CANTIDAD
LT100	Azul	Pequeño	6	36
LT102	Azul	Pequeño	20	15
LT200	Plata	Mediano	6	36
LT202	Plata	Mediano	20	15
LT300	Verde	Mediano / Largo	6	18
LT400	Amarillo	Largo	6	18

EES Endo Dispositivos

BOLSAS

ENDOPATH® Retractor de Especimen



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
POUCH	4"X6" ENDOPOUCH® Retractor de especimen	6

IRRIGACIÓN-ELECTROCIRUGÍA

ENDOPATH® Pinzas Bipolares Laparoscópicas



CÓDIGO	MANDÍBULA	DIÁMETRO	CANTIDAD
EBF01	Macro	5mm	5
EBF02	Micro	5mm	5

IRRIGACIÓN-ELECTROCIRUGÍA

ENDOPATH® Pinzas Bipolares Laparoscópicas



CÓDIGO	CONTROL	AGARRE	CANTIDAD
EPH01	Pie	Pistola	6
EPH02	Mano	Pistola	6
EPH03	Pie	Lápiz	6
EPH04	Mano	Lápiz	6

EES Endo Dispositivos

ENDOPATH® PROBE PLUS® Electrodo



CÓDIGO	ELECTRODO	DIÁMETRO VASTAGO	LONGITUD VASTAGO	CANTIDAD
EPS01	Gancho	5mm	34cm	6
EPS02	Espatula	5mm	34cm	6
EPS03	Ángulo recto	5mm	34cm	6
EPS04	Disector curvo	5mm	34cm	6

ENDOPATH® PROBE PLUS® Disertor Curvo



CÓDIGO	ELECTRODO	DIÁMETRO VASTAGO	LONGITUD VASTAGO	CANTIDAD
EPS05	Gancho	5mm	29cm	6
EPS06	Espatula	5mm	29cm	6
EPS07	Ángulo recto	5mm	29cm	6
EPS08	Disector curvo	5mm	29cm	6

ENDOPATH® PROBE PLUS® Irrigación

CÓDIGO	SUCCIÓN	DIÁMETRO VASTAGO	LONGITUD VASTAGO	CANTIDAD
EPS09	Pump / Sump	10mm	34mm	6
EPS10	Extremo abierto	10mm	34mm	6

EES Endo Dispositivos

ENDOPATH® 5mm Instrumentos



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
5BB	Babcock, 5mm	6
5DCD	Disector curvo con monopolar 5mm	6
5DCS	Tijera curva con monopolar 5mm	6
5DCS	Grasper, 5mm	6

ENDOPATH® 5mm Instrumentos-Punta Roma



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
BTDO5	Disector Punta Roma	6

ENDOPATH® 10mm Instrumentos



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
10AG	Anvil Grasper, 5mm	6
10BB	Barcock, 10mm	6

ENDOPATH® 10mm Instrumentos-Punta Roma



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
BCD10	Disector, Blunt Cherry, 10mm, 3per Pouch, 12 Pouches per Unit	36

EES Endo Dispositivos

ENDOSUTURA

LAPRA-TY® Producto Para Sutura Absorbible



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
KA200	LAPRA-TY® Aplicador 12mm	1

LAPRA-TY® Producto Para Sutura Absorbible

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
XC200	LAPRA-TY® Sutura absorbible	6

Asistente de Sutura



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
SW100	Producto para sutura endoscópica	4

Asistente de Sutura

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
SW110	Recarga ETHIBOND EXEL	10
SW112	Recarga ETHIBOND EXEL	10
SW120	Recarga ETHIBOND EXEL	10
SW122	Recarga ETHIBOND EXEL	10
SW222	Recarga VICRYL	10

EES Endo Dispositivos

ENDOLOOP® Ligadura



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
EJ10G	ENDOLOOP®	12
EZ10G	ENDOLOOP®	12

ENDOLOOP® Sutura



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
EX10G	ETHIBOND	12
JK10G	VICRYL	12
ZK10G	PDS II Suture	12

Aguja / Sutura Combinada



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
ESS15	ENDOHOLDER	1
EC11	ETHIBOND EXCEL	12
EC12	ETHIBOND EXCEL	12

Sutura para Cierre de Puerto



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
JOOJG	Aguja para cierre de puerto VICRYL, J	12
JTNOG	Aguja para cierre de puerto VICRYL, TN	12
ZOOJG	Aguja para cierre de puerto, PDS II, J	12

EES Endo Dispositivos

VARIOS

Fijación Hernia



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
EMS	10mm Hernia Tacker	

Portaagujas Laparoscópico



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
E705R	Portaagujas	1
E705RL	Portaagujas	1

Portaagujas Laparoscópico



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
SRNH1	Portaaguja	1
SRNH1L	Portaaguja	1

EES REALIZE®

OTROS PRODUCTOS REALIZE®

REALIZE® Puerto y Aplicador



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
RLZPT2	Reemplazo de puerto y aplicador único	1

REALIZE® Disector Endoscópico



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
RGBRS1	REALIZE®	1

REALIZE® Tubo de Calibración Asimétrico

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
RGST180	REALIZE®	1

REALIZE® Tubo de Calibración Simétrico

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
RGST360	REALIZE®	1

EES REALIZE®

REALIZE® 50mm Aguja de Huber



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
RHUB50	REALIZE®	25

REALIZE® 90mm Aguja de Huber



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
RHUB90	REALIZE®	25