

MESA DE CIRUGÍA MODELO BCN 2015

SUPERFICIE Y BASE CONSTRUIDAS EN ACERO INOXIDABLE AISI 304



- ✓ Alimentación 24V mediante transformador desde 220V
- ✓ Columnas eléctricas con homologación CE

BCNMQ 150506A

Mesa de Cirugía Eléctrica
Superficie libro de 120x60cm

BCNMQ 150507A

Mesa de Cirugía Eléctrica
Superficie plana de 120x60cm

BCNMQ 150506


Mesa de Cirugía Eléctrica
Superficie libro de 150x60cm

BCNMQ 150507

Mesa de Cirugía Eléctrica
Superficie plana de 150x60cm



- ✓ Gancho porta cubo
- ✓ Barra porta accesorios
- ✓ 4 puntos de sujeción móviles
- ✓ Superficie totalmente desmontable para facilitar la limpieza
- ✓ ALTURA REGULABLE DE 75 A 105 cm
- ✓ Sistema de inclinación pintado
- ✓ OPCIONAL INOXIDABLE MQ990204



- ✓ Desagüe con gancho incorporado para cubo
- ✓ Borde de la mesa con sistema anti goteo
- ✓ 4 puntos de sujeción fijos
- ✓ OPCIONAL Barra porta accesorios MQ990101

MÁXIMA ESTABILIDAD

ACCESORIOS

MQ990102

Accesorio
para sueros



MQ990103

Accesorio
bandeja




MQ990104

Accesorio arco
posicionador



MQ990105

Accesorio arco



Distribuidor

MESA DE CIRUGÍA MODELO BCN 2015

SUPERFICIE Y BASE CONSTRUIDAS EN ACERO INOXIDABLE AISI 304



- ✓ Alimentación 24V mediante transformador desde 220V
- ✓ Columnas eléctricas con homologación CE

BCNMQ 150502A

Mesa de Cirugía Eléctrica
Superficie libro de 120x60cm

BCNMQ 150505A

Mesa de Cirugía Eléctrica
Superficie plana de 120x60cm

BCNMQ 150502


Mesa de Cirugía Eléctrica
Superficie libro de 150x60cm

BCNMQ 150505

Mesa de Cirugía Eléctrica
Superficie plana de 150x60cm



- ✓ Gancho porta cubo
- ✓ Barra porta accesorios
- ✓ 4 puntos de sujeción móviles
- ✓ Superficie totalmente desmontable para facilitar la limpieza
- ✓ SISTEMA TRENDLEMBURG
- ✓ Inclinación a ambos lados 130°
- ✓ ALTURA REGULABLE DE 75 A 105cm



- ✓ Desagüe con gancho incorporado para cubo
- ✓ Borde de la mesa con sistema anti goteo
- ✓ 4 puntos de sujeción fijos
- ✓ OPCIONAL Barra porta accesorios MQ990101

MÁXIMA ESTABILIDAD: PERMITE TRABAJAR DE PIE O SENTADO CON COMODIDAD

ACCESORIOS

MQ990102

Accesorio para sueros



MQ990103

Accesorio bandeja




MQ990104

Accesorio arco posicionador



MQ990105

Accesorio arco



Distribuidor