

JAULAS DE HOSPITALIZACIÓN EN POLIÉSTER

CÁLIDAS - SILENCIOSAS - SIN REFLEJOS



CARACTERÍSTICAS:

- ESQUINAS REDONDEADAS
- JAULAS FABRICADAS EN POLIÉSTER
- PUERTAS EN VARILLA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 DE 6mm y 8mm ELECTROPULIDO
- SEPARADOR DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 SATINADO DE 1,5mm
- RUEDAS DE CAUCHO CON FRENOS, CARCASA GALVANIZADA
- PIEZAS DE UNIÓN EN CHAPA DE ACERO
- TORNILLERÍA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304

OPCIONES:


- BARRA SOPORTE GOTERO
- PUERTA DE OXIGENACIÓN

MODELO JHP100

CONJUNTO FORMADO POR:

- ✓ 1 JAULA 110X75X70cm
- ✓ 2 JAULA DE 55X75X70cm

PUERTA OXIGENACIÓN



SOPORTE FRONTAL DESMONTABLE



JAULAS DE HOSPITALIZACIÓN EN POLIESTER

CÁLIDAS - SILENCIOSAS - SIN REFLEJOS



MODELO JHUVI

CONJUNTO FORMADO POR:

- ✓ 1 JAULA 110X75X70cm
- ✓ 2 JAULAS 55X75X70cm (CON PUERTA DE OXIGENACIÓN)
- ✓ 1 SEPARADOR
- ✓ 4 RUEDAS CON FRENO



MODELO

JHP100701 + JHPCFG100701

CONJUNTO PERROS Y GATOS:

- ✓ 2 JAULAS DE 110X75X70cm
- ✓ SOPORTE RUEDAS



MODELO JHPARVO

CONJUNTO FORMADO POR:


- ✓ 1 jaula modelo JHP100701 (110X75X70cm)
- ✓ SOPORTE RUEDAS ALTURA 50 cm



MODELO JHP30302

CONJUNTO FORMADO POR:

- ✓ 4 JHP30302 (75X55X70cm)



MODELO JAULAS CAT FRIENDLY

CONJUNTO FORMADO POR:

- ✓ 2 JHPCFG100701 (110X75X70cm)
- ✓ 6 JHPCFS30302 (75X65X70cm)